



CATALOGO DE PRODUCTOS

MAG COLOR PIGMENTOS



Agite bien el frasco antes de usar.

La fecha de caducidad está indicada en la etiqueta.

El pigmento abierto se puede utilizar en un plazo de 12 meses.

LINEA GOLD 10ml

GOLD 

Línea de pigmentos marrones equilibrados para cejas. Bajo poder residual
Especial para sombreados

CASTAÑO CLARO

Este pigmento frío de base inorgánica con matiz verde amarillento está diseñado para crear mezclas difuminadas y efectos degradantes en pieles de fototipo 1 y 2.

Una opción ideal para artistas que buscan lograr resultados naturales y detallados en pieles claras.



CASTAÑO MEDIO

Tono marrón neutro de base inorgánica para resultados naturales. El tono se mantiene con el tiempo

Puede usarse directo o realizar mezclas con castaño oscuro por ejemplo para crear intensidades.



CASTAÑO OSCURO

Tono marrón oscuro de base inorgánica para vellos oscuros en pieles claras. El tono se mantiene con el tiempo

Puede usarse directo o realizar mezclas.



CASTAÑO OSCURO INTENSO

Tono marrón muy oscuro de base inorgánica para pieles oscuras. Por su composición contiene mayor porción de negro; se recomienda mezclar con pigmento cálido para evitar sanado grisáceos



LINEA LINE 10ml / INORGANICOS

LINE 

Una gama de pigmentos versátiles con una elevada carga pigmentaria para diferentes áreas: cejas, minitatuaje, ojos, barba

BLONDE

Color marrón cenizo para con base fría, puede ser usado directo en pieles claras o en pelirrojas mezclado con Hot



HOT

Marrón muy cálido, tiene un predominio de óxido de hierro rojo. Adecuado para calentar castaños atrevidos y muy oscuros. Puede ser usado directo para corregir cejas que se han vuelto grises



ESCURISSIMO

Marrón muy oscuro, presenta un perfecto equilibrio entre los tres óxidos (amarillo, negro y rojo). Adecuado para pelo a pelo, ahumados y matizados en cabellos oscuros. Se recomienda agregar hot para evitar sanados grisáceos.





CAFE



Alta concentración de óxido de hierro negro, garantizando una tonalidad rica y profunda.



MARRON



Ideal para neutralizar tonos verdosos.
Puede ser usado para calentar los pigmentos castaños oscuros



NEGRO



Oxido de hierro negro puro. Color generador
Ofrece mayor durabilidad y estabilidad del color y rápida aplicación.



BARBER LOIRO

Rubio. Indicado para personas fototipo 1 y 2



BARBER CLARO

Claro. Indicado para fototipos 2 y 3



BARBER MEDIO

Tono medio. Indicado para fototipos 3 y 4



BARBER ESCURO

Tono oscuro. Indicado para fototipos 5 y 6

LINEA LIPS 10ml /

LIPS 

Especialmente desarrollado para labios, tiene una composición de pigmentos mixtos, que aportan brillo sin necesidad de mezclar



VERMELHO



Tonalidad rojiza intensa.

Ideal para labios claros con efecto full lips



PITANGA



Predominante en rojo calentado con amarillo y equilibrado con oxido de hierro amarillo. Ideal para revitalizacion labial y neutralizacion de labios amarronados



CORAL



Ofrece cobertura rosa ideal para camuflaje y neutralizacion de labios muy oscuros



PINK



Proporciona un tono rosa profundo intenso
Ideal para labios pálidos que gustan del rosa



PIMENTA



Predominante en oxido de hierro rojo para efecto marcante de full lips. Rojo intenso
Recomendado solo para labios pálidos o claros

CACAU



Pigmento indicado para correcciones de imperfecciones en labios, ayudando a equilibrar y armonizar el tono en la región. Indicado para procedimiento paramédicos labial, corrección de manchas, camuflaje y cicatrices labiales, unificación de tono en los labios y corrección de labio leporino



TAMARA



Indicado para neutralizar labios oscuros amarronados. Alta carga pigmentaria y alto poder de implantacion en labios oscuros



ROMA



Pigmento con una composición mixta de rojo y amarillo orgánicos, con óxido de hierro amarillo inorgánico, que ofrece un tono natural y opaco. Ideal para labios con piel sensible, así como para labios masculinos, ya que la presencia de componentes inorgánicos garantiza una mayor cobertura.



NARANJA



Indicado para neutralizar labios oscuros amarronados. Alta carga pigmentaria y alto poder de implantacion en labios oscuros



LINEA SKIN 5ml /

SKIN 

Una línea de pigmentos para camuflaje y neutralización de labios.
Con una menor carga pigmentaria.



GOLDEN

Pigmento amarillo orgánico y blanco para dar cobertura en áreas oscuras y dar un resultado uniforme en camuflaje, Puede ser usado en labios y camuflaje corporal
CI 19140 CI 77891



BLANCO

Dioxido de Titanio CI 77891
Fijador inorgánico y agente de cobertura
Utilizado para efectos de iluminación y camuflaje



VERDE

Oxido de cromo verde
Indicado para neutralizar los tonos rojizos en cejas. CI 77289



LINEA COLOR 5ml /

COLOR 

Una línea de pigmentos para corrección y neutralización de cejas. Con una menor carga pigmentaria, se adaptan bien como colores generadores para creación de tonos marrones equilibrados



CERAMICA

Oxido de hierro rojo.

Indicado para neutralizar los tonos grisáceos y azulados en cejas. CI 77491



AVELLA

Oxido de hierro rojo.

Indicado para neutralizar los tonos grisáceos y azulados en cejas. CI 77491 CI 77492



VERDE OLIVA

Oxido de cromo verde y amarillo organico

Indicado para neutralizar los tonos rojizos en cejas. CI 19140 CI 77289



OCRE

Oxido de hierro amarillo

Indicado para neutralizar los tonos violáceos en cejas. CI 77492

